



2 The synergy of PDRN's regenerative and repairing action with microneedling technology stimulates the skin cells' natural renewal mechanisms and collagen production, while also enabling immediate and faster penetration of PDRN and other serum active ingredients.


3 The synergy of PDRN with the following targeted active ingredients to enhance and improve key vital functions of the skin and its physiology:

- Copper Tripeptide enhances collagen production and, in combination with the botox-like hexapeptide Argireline, improves skin firmness and elasticity.
- B-complex Vitamins (B3, B5, B12) and stabilized Vitamin C (AA2G) provide strong antioxidant and protective action, shielding the skin from free radicals and environmental pollutants, improving discolorations, and offering radiance.
- Hyaluronic acid (MMW), along with a specialized complex of moisturizing ingredients, maintains and enhances skin moisture levels.
- Centella Asiatica and Vitamin B12 act soothingly and regeneratively, preventing and alleviating potential irritations.

Application Instructions

1 Cleansing: Clean your skin thoroughly with an appropriate cleanser according to your skin type.


Press the head down once to release the appropriate amount of serum.




2 Treatment Areas: Divide the face into 6 areas, applying the product to each area, focusing more on areas with greater skin damage (e.g. wrinkles, sagging skin, discolorations).



Optionally, the product can also be applied on the neck, dividing it into two areas (left and right), avoiding the thyroid area.




Horizontally



Vertically

3 Application: After disinfecting the needles, apply the product on each area as follows:



Diagonally

4 Calming Bliss: Apply the Calming Bliss for immediate skin soothing. In case of intense irritation, apply frequently for the first 24 hours.



Place the roller with the needles on each area, immobilize the skin with one hand, and move the roller with the other hand, without applying much pressure, along the skin: horizontally, vertically, and diagonally (4 times per direction), lifting the device each time.

5 Sun Protection: Throughout the application of the product, the use of daily high sun protection is recommended.


The product is recommended for 10 applications on the face, one application at least every 7 days. Alternatively, it can be used both on the face and neck for 8 applications.




Cleaning & Disinfecting the device



1 After use, clean the head under running water with the special brush.



2 Soak the sponge of the auxiliary disinfecting jar in alcohol and disinfect the needles (before and after use).



3 Allow the head to dry well and put the cap on.

Contraindications

Do not use it in the following cases: irritated skin, skin infections and malignancies, acne, moles, wounds, pregnancy, breastfeeding.

Caution

For external use only, exclusively by one individual.

After microneedling, it is recommended to avoid exposure to ultraviolet (UV) radiation, and the use of saunas and steam baths (hammam).

Side Effects

Side effects have not been documented with the proper use of the PDRN Rejuvenation Microneedling.

Do not hesitate to contact a professional or the company regarding the instruction leaflet or the product.

Storage

Store the product in a safe place, out of reach of children. Store in a dry environment, away from sunlight.

Home Daily Regimen

For your daily skincare regimen (morning and night), use the PDRN Rejuvenation Serum, and the appropriate cream based on according to your skin's needs, DNA-RNA Rejuvenation Cream or PDRN Rejuvenation Cream.



PDRN Rejuvenation Serum
Skin rejuvenation face serum with PDRN polynucleotide, enriched with peptides, vitamins and hyaluronic acid. For all skin types.

Indications: Wrinkles, expression lines, sagging skin, scars, discolorations, dull skin



DNA-RNA Rejuvenation Cream
Skin rejuvenation face cream with a complex of hydrolyzed DNA-RNA nucleotides, enriched with hyaluronic acid, peptides and vitamins. For all skin types.

Indications: Fine lines, expression lines, scars, dull skin



PDRN Rejuvenation Cream
Skin rejuvenation face cream with PDRN polynucleotide, enriched with peptides, ceramides, vitamins and hyaluronic acid. For normal, dry and mature skin.

Indications: Wrinkles, expression lines, sagging skin, scars, discolorations, dull skin.

www.juliettearmand.com

Juliette Armand



PDRN
Rejuvenation Microneedling

JULIETTE ARMAND
P. Mela 36, Athens
14342, Greece

101033V1


GR

PDRN Rejuvenation Microneedling

Αναβαθμισμένο σύστημα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου που συνδυάζει την τεχνολογία microneedling με ορό με πολυνουκλεοτίδιο PDRN (PolyDeoxyRiboNucleotide) ενισχυμένο με πεπτίδια, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Για όλους τους τύπους δέρματος.

Κατά την εφαρμογή, προκαλείται ελεγχόμενος μικροτραυματισμός, ο οποίος διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς ανανέωσης του δέρματος, με άμεση και ταχύτερη διείσδυση των δραστικών συστατικών. Ο συνδυασμός δράσης της τεχνολογίας microneedling και των συστατικών του ορού συνεργεί στην ανανέωση της επιδερμίδας ενισχύοντας την ελαστικότητα και βελτιώνοντας την υφή και τον χρωματικό της τόνο.

Περιεχόμενα




Ενδείξεις

Ρυτίδες, γραμμές έκφρασης, χαλάρωση, σημάδια-ουλές, δυσχρωμίες, θαμπό δέρμα

Χαρακτηριστικά



Μηχανισμός Δράσης



Η δράση του PDRN Rejuvenation Microneedling βασίζεται:

- 1 Στον πολύπλευρο μηχανισμό δράσης του πολυνουκλεοτιδίου PDRN με βιολογικό και μηχανικό τρόπο:
 - Συνδέεται με υποδοχείς επιδερμικών κυττάρων και ινοβλαστών, προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες και εξασφαλίζει μια ομαλή και ολοκληρωμένη κυτταρική ανάπλαση.
 - Συμβάλλει σημαντικά στον μηχανισμό "αυτο-επιδιόρθωσης" του DNA στα κύτταρα του δέρματος ως πηγή ελεύθερων νουκλεοτιδίων.
 - Λόγω της πολυμερικής οργανικής του δομής δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος προσφέροντας άμεσο αποτέλεσμα σύσφιξης και αίσθησης "lifting".

JA

- 2 Στη συνέργεια της αναγεννητικής και επιδιορθωτικής δράσης του PDRN με την τεχνολογία microneedling για διέγερση των φυσικών μηχανισμών ανανέωσης των κυττάρων του δέρματος και της παραγωγής κολλαγόνου, αλλά και ταυτόχρονα άμεση και ταχύτερη διείσδυση του πολυνουκλεοτιδίου και των υπόλοιπων δραστικών συστατικών του ορού.

- 3 Στη συνέργεια του PDRN με τα παρακάτω στοχευμένα δραστικά συστατικά για την ενίσχυση και βελτίωση βασικών ζωτικών λειτουργιών του δέρματος και της φυσιολογίας του:
 - Το πεπτίδιο Copper Tripeptide ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και συνδυαστικά με το botox-like εξαπεπτίδιο Argireline βελτιώνουν τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος.
 - Οι Βιταμίνες του συμπλέγματος Β (B3, B5, B12) και η σταθεροποιημένη Βιταμίνη C (AA2G) παρέχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και προστατευτική δράση, προστατεύοντας το δέρμα από ελεύθερες ρίζες και περιβαλλοντικούς ρύπους, ενώ βελτιώνουν δυσχρωμίες και προσφέρουν λάμψη.
 - Το Υαλουρονικό οξύ (MMW) με εξειδικευμένο σύμπλεγμα ενυδατικών συστατικών διατηρούν και ενισχύουν τα επίπεδα υγρασίας στην επιδερμίδα.
 - Η Centella Asiatica και η Βιταμίνη B12 δρουν σε συνδυασμό καταπραΰντικά και αναπλαστικά, προλαμβάνοντας και ανακουφίζοντας από πιθανούς ερεθισμούς.

Οδηγίες Εφαρμογής

- 1 **Καθαρισμός:** Καθαρίζετε καλά την επιδερμίδα με το κατάλληλο καθαριστικό σύμφωνα με τον τύπο του δέρματός σας.


- 2 **Περιοχές εφαρμογής:** Χωρίζετε το πρόσωπο σε 6 περιοχές, εφαρμόζοντας το προϊόν σε κάθε περιοχή, επιμένοντας περισσότερο σε σημεία με πιο έντονη φθορά (πχ. ρυτίδες, χαλάρωση, δυσχρωμίες).





Προαιρετικά, μπορείτε να εφαρμόσετε το προϊόν και στον λαιμό, χωρίζοντάς τον σε δύο περιοχές (δεξιά και αριστερά), αποφεύγοντας την περιοχή του θυρεοειδούς.

- 3 **Εφαρμογή:** Αφού πρώτα απολυμάνετε τις ακίδες, εφαρμόζετε το προϊόν σε κάθε περιοχή ως εξής: Πιέζετε την κεφαλή προς τα

κάτω μία φορά για να απελευθερωθεί η κατάλληλη ποσότητα ορού.



Τοποθετείτε τον κύλινδρο με τις ακίδες στην εκάστοτε περιοχή, ακινητοποιείτε το δέρμα με το ένα χέρι και με το άλλο μετακινείτε τον κύλινδρο, χωρίς να ασκείτε μεγάλη πίεση, κατά μήκος τους δέρματος: οριζόντια, κάθετα και διαγώνια (4 φορές ανά κατεύθυνση), ανασκηνώνοντας τη συσκευή κάθε φορά.



- 4 **Calming Bliss:** Εφαρμόζετε το προϊόν Calming Bliss για άμεση καταπραΰνηση της επιδερμίδας. Σε περίπτωση έντονου ερεθισμού εφαρμόζετε τακτικά για το πρώτο 24ωρο.



- 5 **Αντιηλιακή προστασία:** Καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος, προτείνεται η χρήση καθημερινής υψηλής αντιηλιακής προστασίας.


Το προϊόν προτείνεται για 10 εφαρμογές στο πρόσωπο, 1 εφαρμογή κάθε τουλάχιστον 7 ημέρες. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόσωπο και λαιμό για 8 εφαρμογές.

JA


Καθαρισμός & Απολύμανση συσκευής



- 1 Μετά την εφαρμογή καθαρίζετε την κεφαλή κάτω από τρεχούμενο νερό με το ειδικό βουρτσάκι.



- 2 Τοποθετείτε οιονόννευμα στο βοηθητικό βάζο απολύμανσης και απολυμάνετε τις ακίδες (πριν και μετά την εφαρμογή).



- 3 Αφήνετε την κεφαλή να στεγνώσει καλά και τοποθετείτε το καπάκι.

Αντενδείξεις

Μην το χρησιμοποιείτε στις παρακάτω περιπτώσεις: ερεθισμένο δέρμα, λοιμώξεις και κακοήθειες του δέρματος, ακμή, σπίλοι, πληγές, εγκυμοσύνη, θηλασμός.

Προσοχή

Για εξωτερική χρήση, αποκλειστικά από ένα άτομο. Μετά τη διαδικασία του microneedling

συνιστάται να αποφεύγεται η έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, η χρήση σάουνας και ατμόλουτρων (χαμάμι).

Παρενέργειες

Δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες από τη χρήση του PDRN Rejuvenation Microneedling σε περιπτώσεις που έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες οδηγίες

χρήσης. Μη διαστάσετε να επικοινωνήσετε με ειδικό επαγγελματία για περισσότερες πληροφορίες οδηγιών ή και με την εταιρεία σχετικά με το προϊόν.

Φύλαξη

Φυλάξτε το προϊόν σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε το σε ξηρό και σκιερό περιβάλλον.

Καθημερινή Φροντίδα

Για καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας (πρωί-βράδυ) προτείνεται η χρήση του ορού PDRN Rejuvenation Serum και της κατάλληλης κρέμας, σύμφωνα με την ανάγκη της επιδερμίδας, DNA-RNA Rejuvenation Cream ή PDRN Rejuvenation Cream:



PDRN Rejuvenation Serum
Ορός αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με το πολυνουκλεοτίδιο PDRN, ενισχυμένο με πεπτίδια, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Για όλους τους τύπους δέρματος.



DNA-RNA Rejuvenation Cream
Κρέμα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με σύμπλεγμα υδρολυμένων νουκλεοτιδίων DNA-RNA, ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και βιταμίνες. Για όλους τους τύπους δέρματος.



PDRN Rejuvenation Cream
Κρέμα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με το πολυνουκλεοτίδιο PDRN, ενισχυμένη με πεπτίδια, ceramides, βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ. Για κανονικά, ξηρά και ώριμα δέρματα.

Ενδείξεις: Ρυτίδες, γραμμές έκφρασης, χαλάρωση, σημάδια-ουλές, δυσχρωμίες, θαμπό δέρμα

Ενδείξεις: Λεπτές γραμμές, γραμμές έκφρασης, σημάδια-ουλές, θαμπό δέρμα


EN

PDRN Rejuvenation Microneedling

Advanced skin rejuvenation system for the face combining microneedling technology with a PDRN (PolyDeoxyRiboNucleotide) polynucleotide serum enriched with peptides, vitamins, and hyaluronic acid. For all skin types.

The controlled microtrauma caused during the application stimulates skin's natural renewal mechanisms with immediate and faster penetration of the active ingredients. The combined action of microneedling technology in synergy with the ingredients of the serum regenerates the skin, enhancing its elasticity and improving texture and skin tone.


The box contains:




Indications

Wrinkles, expression lines, sagging skin, scars, discolorations, dull skin

Characteristics



Mechanism of Action



The action of PDRN Rejuvenation Microneedling is based on:

- 1 The multifaceted mechanism of PDRN polynucleotide in a biological and mechanical way:
 - It binds to receptors on epidermal cells and fibroblasts, promoting cell proliferation and collagen and elastin production, reducing inflammation and oxidative stress, ensuring regular and complete cellular regeneration.
 - It significantly contributes to the skin's cells DNA "self-repair" mechanism as a source of free nucleotides.
 - Its polymeric organic structure forms a film on the skin's surface, offering an immediate tightening and "lifting" effect.